

## FICHE TECHNIQUE



PROTECTION POUR FEMME

SENI LADY



### I. DESCRIPTION

Les protections pour femmes Seni Lady pour les fuites urinaires légères et modérées. Coussin absorbant anatomique en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Voile de distribution [EDS] (sauf la taille Micro) et gaufrage facilitant la distribution de l'urine. Barrières latérales antifuites couleur violette en non-tissé élastique, placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'intérieur (sauf la taille Micro). Couche d'isolation – film laminé perméable à la vapeur sur toute la surface.

### II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, film laminé perméable à la vapeur, non-tissé hydrophile, non-tissé hydrophobe (sauf la taille Micro), non-tissé EDS (sauf la taille Micro), bande élastique (sauf la taille Micro, Mini, Normal), non tissé - élastomère (sauf la taille Micro), colles thermofusibles, papier siliconé, peinture à l'eau.

### III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale [mm]*	Longueur du coussin absorbant [mm]*	Largeur totale [mm]** (avant-milieu-arrière)	Largeur du coussin absorbant [mm]** (avant-milieu-arrière)
Micro	185	167	72-59-72	58-45-58
Mini	225	205	95-80-95	75-60-75
Mini Plus	255	225	100-85-100	80-65-80
Normal	280	245	105-90-105	85-70-85
Extra	295	265	130-110-140	100-75-110
Extra Plus	330	295	140-115-150	110-80-115
Super	370	335	165-130-180	130-90-145
Plus	420	380	185-145-205	145-105-165

\* tolérance dimensionnelle : +/- 3 mm (Micro); +/- 5 mm (Mini, Mini Plus, Normal, Extra, Extra Plus, Super, Plus).

\*\* tolérance dimensionnelle : +/- 1 mm (Micro); +/- 2 mm (Mini, Mini Plus, Normal); +/- 5 mm (Extra, Extra Plus, Super, Plus).

## IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)
Micro	2,95	60
Mini	10,6	230
Mini Plus	12,4	300
Normal	14,6	360
Extra	19,0	470
Extra Plus	22,5	590
Super	32,2	800
Plus	37,0	950

## V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Micro	SE-095-MC20-G01	20	16	126	carton
Mini	SE-095-MI20-G01	20	20	42	carton
Mini Plus	SE-095-MP20-G01	20	20	32	carton
Normal	SE-095-NO20-G01	20	20	24	carton
Extra	SE-095-EX15-G01	15	16	40	carton
Extra Plus	SE-095-EP15-G01	15	16	40	carton
Super	SE-095-SU15-G01	15	16	24	carton
Plus	SE-095-PL15-G01	15	16	24	carton

Palette EUR EPAL protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

## VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Les protections pour femmes Seni Lady devraient être stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5 °C et 35 °C et l'humidité entre 25% et 75%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

## VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Krzysztof Ligowski, Technologue



Krzysztof Ligowski  
Technolog

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO



DYREKTOR  
d/s Produkcji i Rozwoju  
Technologii Grupy TZMO  
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 01.04.2019