

FICHE TECHNIQUE



CHANGE COMPLET POUR ADULTES

SENI CLASSIC TRIO



I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les changes complets pour personnes ayant des problèmes d'incontinence urinaire et fécale forte à très forte. Deux coussins absorbants de formes anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Voile de distribution (EDS). Barrières latérales avec fil élastomère le long du coussin absorbant dirigées vers l'extérieur – protection supplémentaire anti-fuites dans la zone inguinale. Quatre attaches velcro multi-repositionnables. Double indicateur d'humidité : impressions à l'encre qui deviennent floues et les deux bandes en colle jeune qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée. Couche extérieure perméable à la vapeur dans la partie centrale et non-tissé sur les côtés (hanches).

II. MATIÈRES

Cellulose, superabsorbant, couche blanche perméable à la vapeur avec deux bandes vertes, non-tissé double fonction : hydrophile-hydrophobe, non-tissé de distribution blanc (EDS), non-tissé pour la protection hydrophobe, buvard hygiénique, fils élastomères positionnés dans l'entrejambe et dans les goussets du produit, attaches velcro, encre indicatrice, colle indicatrice, colles, extrait naturel de thé vert.

III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale* [mm]	Longueur du corps absorbant* [mm]		Largeur totale * [mm]	Largeur du corps absorbant* [mm] (devant-milieu-arrière)	Tour de taille [cm]
		en haut	en bas			
Small	720	370	580	520	250-150-250	55-80
Medium	830	400	690	640	260-160-260	75-110
Large	970	490	820	790	280-160-280	100-150
Extra Large	970	490	820	860	280-160-280	130-170

* tolérance sur les dimensions : +/- 10 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Masse [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
Small	90,2	2100	760
Medium	132,0	2900	1080
Large	153,9	3200	1280
Extra Large	154,8	3200	1280

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Small	SE-094-SM30-SC3	30	3	28	Carton
Medium	SE-094-ME30-SC3	30	3	18	Carton
Large	SE-094-LA30-SC3	30	2	24	Carton
Extra Large	SE-094-XL30-SC3	30	2	24	Carton

Euro palette avec les produits protégés par un film plastique extensible sur toute la hauteur ainsi que le fond et la partie supérieure.

VI. CONDITIONS DE STOCKAGE RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les changes complets soient stockés dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5°C et 35°C et l'humidité ≤70%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Aleksandra Anklewicz, Technologue

A. Anklewicz

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
d/s Produkcji i Rozwoju
Technologii Grupy TZMO
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 01.10.2021