


FICHE TECHNIQUE



CHANGE COMPLET AVEC CEINTURE
DE FIXATION

SENI OPTIMA TRIO



I. DESCRIPTION

Changes complets avec ceinture de fixation pour les personnes souffrant de l'incontinence urinaire et fécale forte et très forte. Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Couche de distribution (EDS). Doubles barrières latérales antifuites : en non-tissé le long du coussin absorbant orientées vers l'extérieur et avec le fil élastomère contre les fuites dans la partie inguinale. Taille élastique localisée à l'avant et à l'arrière du produit. Deux bandes (ceinture) en non-tissé avec un scratch sur l'une d'elles. Deux attaches de fixation multi-repositionnables. Indicateur d'humidité : deux bandes jaunes qui changent en vert lorsque la protection est saturée. Couche d'isolation – film perméable à la vapeur sur toute la surface.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable à la vapeur blanc avec l'impression, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé enveloppe hydrophobe, voile de distribution blanche (EDS), buvard hygiénique, non tissé - élastomère placé au niveau du périnée et dans les barrières latérales, scratches, velcro-adhésives, bandes en non-tissé, ceinture côtelée, encre indicative, colle indicative, colles, extrait naturel de thé vert.

III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale* [mm]	Longueur du coussin absorbant* [mm]		Largeur totale* [mm]	Largeur du coussin absorbant* [mm] (avant-milieu-arrière)	Tour de taille [cm]
		supérieur	inférieur			
Medium	790	340	590	350	220-160-220	70-105
Large	840	400	690	415	245-160-245	80-125
Extra Large	990	420	740	520	300-170-340	105-155

* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
Medium	130,1	3100	1200
Large	175,7	3800	1400
Extra Large	192,8	4400	1750

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Medium	SE-097-ME10-G03	10	6	30	carton
Large	SE-097-LA10-G03	10	6	24	carton
Extra Large	SE-097-XL10-G03	10	6	18	carton

La palette EUR EPAL avec la marchandise est protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les changes complets avec ceinture de fixation soient stockés dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5°C et 35°C et l'humidité $\leq 70\%$. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois

Élaboré par : Aleksandra Anklewicz, Technologue

A. Anklewicz

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
d/s Produkcji i Rozwoju
Technologii Grupy TZMO
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 08.10.2021