

FICHE TECHNIQUE

seni®

SLIP ABSORBANT

SENI ACTIVE CLASSIC



I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Les slips absorbants Seni Active Classic sont destinés aux personnes atteintes de l'incontinence modérée et forte. Coussin absorbant en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Voile de distribution (EDS). Barrières latérales le long du coussin absorbant en non-tissé élastique - protection supplémentaire anti-fuites dans la zone inguinale. Indicateur d'humidité : un imprimé qui devient flou lorsque la protection est saturée. Couche externe perméable à la vapeur sur toute la surface.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, non-tissé hydrophile, non-tissé hydrophobe, non-tissé de distribution (EDS), film perméable à la vapeur, non-tissé en élastomère, colles *hot-melt*, superabsorbant.

III. DIMENSIONS*

Taille	Longueur totale [mm]*	Longueur du coussin absorbant : [mm]*	Largeur totale [mm]*	Largeur du coussin absorbant [mm]* (avant-milieu-arrière)	Tour de taille [cm]
Small	770	490	530	150-90-150	55-85
Medium	810	490	660	150-90-150	80-110
Large	870	490	770	150-90-150	100-135
Extra Large	920	530	890	160-120-160	120-160

* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm.

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins que	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
Small	57,6	1200	455
Medium	62,0	1300	565
Large	72,6	1450	565
Extra Large	81,0	1550	600

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Small	SE-096-SM30-AC1	30	3	24	Carton
Medium	SE-096-ME10-C01	10	8	24	Carton
	SE-096-ME30-AC1	30	3	24	Carton
Large	SE-096-LA10-C01	10	8	24	Carton
	SE-096-LA30-AC1	30	3	24	Carton
Extra Large	SE-096-XL10-AC1	10	6	28	Carton
	SE-096-XL30-AC1	30	3	20	Carton

La palette EUR EPAL avec la marchandise est protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES


Il est recommandé d'entreposer les slips absorbants dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5°C et 35°C et l'humidité $\leq 70\%$, dans leurs emballages d'origine. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES


Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Justyna Dziwulska, Technologue

Justyna Dziwulska

 Technolog

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
 d/s Produkcji i Rozwoju
 Technologii Grupy TZMO

 Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 31.01.2022