

FICHE TECHNIQUE

seni®

PROTECTIONS POUR HOMMES

SENI MAN



I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Protections Seni Man pour les hommes atteints d'une légère ou moyenne incontinence urinaire. Coussin absorbant anatomique en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Pour améliorer l'absorption et empêcher des fuites sur les côtés, les protections de taille « Normal » et « Extra » possèdent un voile de distribution [EDS] et des barrières latérales en fil élastique, localisées le long du coussin absorbant. La protection « Super » possède des plis latéraux avec fil élastique. Couche isolante - stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, stratifié respirant, non-tissé hydrophile externe, non-tissé de distribution (ne concerne pas la protection « Super »), non-tissé hydrophobe (ne concerne pas la protection « Super »), fil d'élastomères, colles thermofusibles, papier siliconé, film pour l'emballage individuel (ne concerne pas la protection « Super »).

III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale* [mm]	Longueur du coussin absorbant* [mm]	Largeur totale* [mm]		Largeur du coussin absorbant* [mm]	
			avant	arrière	avant	arrière
Normal	285	255	215	74	185	47
Extra	285	255	215	74	185	47
Super	400	320	90	90	90	90

* tolérance dimensionnelle : +/- 5 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins que	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)
Normal	15,2	300
Extra	19	450
Super	33,5	820

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Normal	SE-095-MN15-G03	15	10	84	carton
Extra	SE-095-EX15-G03	15	10	70	carton
Super	SE-095-SU10-G03	10	12	42	carton
	SE-095-SU20-G03	20	6	42	carton

La palette EUR EPAL avec la marchandise est protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Les protections doivent être stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5 °C et 35 °C et l'humidité entre 25% et 75%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Piotr Przytarski, Technologue

Validé par : Jan Rosiński, Technologue en Chef du Groupe TZMO




Date de rédaction du document : le 12.06.2020