

# Foliodrape ® Protect Champ opératoire en deux parties perforé, variable, adhésif

Champ opératoire

Référence Taille ou dimensions

277509 45 x 75 cm 277510 75 x 90 cm



#### **Produit**

Champ en nontissé absorbant et imperméable, troué, en deux parties (perforation auto-adhésive). Stérile à usage unique.


Le champ est conforme à la norme NF EN 13795 et correspond au niveau haute performance zone critique (dossier technique général disponible sur demande).

#### **Indications / Classification**

Utilisé pour la protection stérile du patient. La possibilité de superposer les deux parties du champ assure une ouverture variable.

Foliodrape ® Protect Champ opératoire en deux parties perforé, variable, adhésif est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

### Spécifications



Matériau Protect :

- 1 couche de nontissé absorbant en polypropylène hydrophile
- 1 couche en polyéthylène

Coloris: bleu aqua.

Caractéristiques du champ : Deux parties : petits champs en U

Dimensions perforation : ouverture variable Bande adhésive autour de la perforation

Absence de latex. Absence de phtalates. Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Simple emballage : blister souple pelable papier et complexe (PA/PE). Présentation en boîte distributrice.

Référence	Nb unités /	blister Nb bliste	ers / boîte	Nb boîtes /	carton Nb cart	ons ,
277510	2		40	4		20
277509	2		65	4		20
	Référence	Dimensions boîte	Dimensio	ns carton	<b>Dimensions palette</b>	
	277509	300 x 140 x 370 mm	585 x 385	x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mr	n
	277510	300 x 140 x 370 mm	585 x 385	x 320 mm	1200 x 800 x 1750 mr	n

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS 67607 SELESTAT Cedex - France Tel : 03 88 82 43 43 - Fax : 03 88 82 43 99

Tel: 03 88 82 43 43 – Fax: 03 88 82 43 99 contact@hartmann.fr - http://www.hartmann.fr



# Fabrication et Stérilisation

Lieu de fabrication : République Tchèque. Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène. Lieu de stérilisation : République Tchèque. Péremption à : 5 ans après la stérilisation.