

## FICHE TECHNIQUE



### CHANGES COMPLETS POUR ADULTES

### SENI SUPER QUATRO XXL



## I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Changes complets pour les personnes souffrant d'incontinence urinaire et fécale très sévère.

Deux coussins absorbants de forme anatomique en pulpe de cellulose superabsorbante.

Voile de distribution (EDS).

Double protection contre les fuites : protections latérales intérieures le long du coussin absorbant tournées vers l'extérieur ; collerettes extérieures avec fil élastique (extensible) dans la zone de l'aîne.

Taille élastique devant et derrière le produit.

Quatre attaches velcro élastiques pour des fixations multiples.

Deux bandes en non-tissé dans le prolongement des ailettes latérales.

Couche d'isolation perméable à la vapeur sur toute la surface.

Indicateur d'humidité à colle - deux bandes jaunes devenant vert-bleu lorsqu'elles sont exposées à un liquide.

Impression de la couche d'isolation de couleur bordeaux à des fins d'information :

- le nom et la taille du produit,
- 9 gouttes et couleur bordeaux – une indication du niveau de saturation dédiée à l'incontinence très sévère,
- des pictogrammes indiquant comment enfiler le produit : A - debout, B - allongé,
- des lignes croisées divisent l'indicateur en zones pour faciliter l'évaluation du niveau de remplissage de la couche.

Impression supplémentaire à l'encre indiquant la date et l'heure de fabrication du produit.

## II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, laminé perméable à la vapeur blanc avec impression bordeaux, non-tissé extérieur bifonctionnel : hydrophile-hydrophobe, non-tissé de distribution – blanc (EDS), non-tissé de protection hydrophobe, papier buvard hygiénique, taille élastique, fil élastomère, attaches velcro élastiques et extensibles, bandes en non-tissé, encre indicatrice, colle indicatrice, colles, extrait naturel de thé vert.

## III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale* [mm]	Longueur du coussin absorbant* [mm] supérieur inférieur	Largeur totale [mm] (avant*-arrière avec ceinture**)	Largeur du coussin absorbant* [mm]	Tour de taille suggéré [cm]
--------	-----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------

(avant-milieu-arrière)						
XXL	1015	530	870	640 à 1620	280-160-280	160 à 210
* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm						
** tolérance dimensionnelle : +/- 20 mm						

## IV. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
XXL	191,9	4000	1320

## V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Unité de conditionnement [pcs]	Qté d'unités de conditionnement / emballage de transport	Qté d'emballages de transport / palette	Type d'emballage de transport
XXL	SE-094-2X10-G04	10	6	18	carton
Palette Euro avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par un film étirable et par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.					

## VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES

Il est recommandé de conserver les couches dans leur emballage d'origine, dans un endroit sec et aéré, à une température comprise entre 5 °C et 35 °C et à un taux d'humidité ≤ 70 %. Les emballages doivent rester intacts, emballés avec du film étirable pour éviter tout contact avec la poussière, les odeurs étrangères et/ou toute autre contamination.

## VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

**Date limite d'utilisation : 60 mois**

**Élaboré par :** Agnieszka Tarka  
Spécialiste principal en technologie

**Validé par :** Magdalena Cwiertnia

Leader en technologie des produits  
d'incontinence TZMO SA

Date de rédaction du document : 30 juillet 2025

