

FICHE TECHNIQUE



PROTECTION ANATOMIQUE

SENI SAN



I. DESCRIPTION

Protections anatomiques pour la protection contre l'incontinence. Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose (simple dans la taille Prima) avec superabsorbant. Voile de distribution (EDS). Protections latérales avec non-tissé élastique placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur pour plus de protection anti-fuites dans la zone inguinale. L'indicateur d'humidité en colle - deux bandes jaunes qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée. Couche d'isolation - stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, stratifié blanc perméable à la vapeur avec l'impression, non-tissé bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé de distribution (EDS), non-tissé hydrophobe, non tissé - élastomère, colles thermofusibles, extrait naturel de thé vert.

III. DIMENSIONS*

Taille	Longueur totale [mm]	Longueur du coussin absorbant [mm]		Largeur totale [mm]	Largeur du coussin absorbant [mm] (avant-milieu-arrière)
		supérieur	inférieur		
Prima	540	-	480	320	240-120-260
Normal	625	370	580	320	240-120-260
Uni	625	370	580	320	240-120-260
Regular	690	400	610	370	290-170-330
Maxi	690	400	610	370	290-170-330
Plus	690	400	610	370	290-170-330
Regular Extra	750	450	660	390	310-170-350
Plus Extra	750	450	660	390	310-170-350

* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
Prima	47,6	1100	240
Normal	55,7	1300	410
Uni	78,4	1800	550
Regular	66,6	1500	420
Maxi	102,4	2400	740
Plus	123,1	2800	950
Regular Extra	101,1	2350	610
Plus Extra	127,1	3500	1000

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Prima	SE-093-PR30-G01	30	4	28	carton
Normal	SE-093-NO10-G01	10	8	32	carton
	SE-093-NO30-G01	30	4	28	carton
Uni	SE-093-UN10-G01	10	8	32	carton
	SE-093-UN30-G01	30	4	24	carton
Regular	SE-093-RE30-G01	30	4	20	carton
Maxi	SE-093-MA10-G01	10	8	24	carton
	SE-093-MA30-G01	30	4	20	carton
Plus	SE-093-PL10-G01	10	6	28	carton
	SE-093-PL30-G01	30	2	30	carton
Regular Extra	SE-093-RX30-G01	30	3	16	carton
Plus Extra	SE-093-PX30-G01	30	3	16	carton

Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les protections anatomiques Seni San soient stockées dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5 °C et 35 °C et l'humidité ≤70%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Monika Landratkiewicz, Technologue

Monika Landratkiewicz
Landratkiewicz
Technolog

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
d/s Produkcji i Rozwoju
Technologii Grupy TZMO
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 17.11.2022
