

FICHE TECHNIQUE



CHANGE COMPLET POUR ADULTES

SUPER SENI PLUS XXL



I. DESCRIPTION

Les changes complets pour les personnes souffrant de l'incontinence urinaire et fécale forte. Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant. Voile de distribution (EDS). Barrières latérales placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur en non-tissé élastique – protection supplémentaire anti-fuites dans la zone inguinale. Taille élastique localisée à l'avant et à l'arrière du produit. Deux larges bandes en non-tissé en tant qu'extension des oreilles sur les côtés pour épouser les formes d'utilisateur. Quatre scratchs élastiques multi-repositionnables. Deux indicateurs d'humidité : un imprimé noir qui devient flou et deux bandes de colle jaunes qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée. Couche d'isolation - stratifié perméable sur toute la surface.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Cellulose, superabsorbant, film perméable à la vapeur blanc avec deux bandes couleur violette, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé de distribution blanc (EDS), non-tissé enveloppe hydrophobe, buvard hygiénique, taille élastique, non tissé - élastomère placé au niveau du périnée et dans les barrières latérales, scratchs élastiques, bandes en non-tissé, encre indicatif, colle indicative, colles, extrait naturel de thé vert.

III. DIMENSIONS

Taille	Longueur totale* [mm]	Longueur du coussin absorbant* [mm] supérieur inférieur	Largeur totale* [mm] (arrière*- derrière avec la bande**)	Largeur du coussin absorbant* [mm] (A-M-A)	Tour de taille [cm]
XXL	1015	530 870	640 - 1620	280-160-280	160-210

* tolérance dimensionnelle : +/- 10 mm

** tolérance dimensionnelle : +/- 20 mm

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Taille	Poids [g], pas moins de	Absorption [g], pas moins que les valeurs indiquées (selon ISO 11948-1/Rothwell)	Rétention [g] moyenne (selon NAFC)
XXL	153,9	3200	1150

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
XXL	SE-094-2X10-A02	10	6	24	carton

Palette EUR EPAL avec la marchandise protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.

VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES

Il est recommandé que les changes complets soient stockés dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5°C et 35°C et l'humidité $\leq 70\%$. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Ce produit est un dispositif médical de classe I et porte à ce titre le marquage CE.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Aleksandra Anklewicz, Technologue

A. Anklewicz

Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
d/s Produkcji i Rozwoju
Technologii Grupy TZMO
Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 08.10.2021