

**GANTS D'EXAMEN NITRILE NON POUDRE MEDI-TRIL PLUS**
*MEDI-TRIL PLUS nitrile examination gloves without powder*

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPTION</b><br><i>/ DESCRIPTION</i>    | Gants d'examen à usage unique non poudré MEDI-TRIL PLUS. Ambidextres, non stériles, poignets roulés, sans latex.<br><i>/ MEDI-TRIL PLUS single-use powder-free examination gloves. Ambidextrous, non-sterile, rolled cuffs, latex-free.</i>                                                                                                                |
| <b>INDICATIONS</b><br><i>/ INDICATIONS</i>    | Les gants médicaux sont des dispositifs de protection cutanée à usage unique utilisés lors de la réalisation de soins présentant un risque infectieux pour le soignant et/ou le patient.<br><i>/ Medical gloves are single-use skin protection devices used when providing care that presents an infectious risk for the caregiver and/or the patient.</i> |
| <b>REGLEMENTATION</b><br><i>/ REGULATIONS</i> | Dispositif médical de classe I / <i>Class I medical device</i><br>RDM (UE) 2017/745<br>ASTM D3578<br>EN455-1 / EN455-2 / EN455-3 / EN455-4<br>EN374-1 / EN374-5                                                                                                                                                                                            |
| <b>COMPOSITION</b><br><i>/ COMPOSITION</i>    | Non poudré<br>Nitrile sans protéine ni latex<br><i>/ Powder-free</i><br><i>Nitrile without protein or latex</i>                                                                                                                                                                                                                                            |

**INFORMATIONS et DIMENSIONS / INFORMATION and SIZE**

| Taille<br><i>Size</i> | Poids du<br>gant (g)<br><i>Glove<br/>weight (g)</i> | Largeur<br>paume de<br>main (mm)<br><i>Width of hand<br/>palm (mm)</i> | Longueur<br>(mm)<br><i>length (mm)</i> | Epaisseur<br>doigts (mm)<br><i>Finger<br/>thickness<br/>(mm)</i> | Epaisseur<br>paume (mm)<br><i>Palm<br/>thickness<br/>(mm)</i> | Epaisseur<br>poignet<br>(mm)<br><i>Cuff<br/>thickness<br/>(mm)</i> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| XS                    | 2.5 ± 0.3                                           | ≤ 80                                                                   | ≥ 220                                  | 0.10 ± 0.03                                                      | 0.08 ± 0.03                                                   | 0.07 ± 0.03                                                        |
| S                     | 3.0 ± 0.3                                           | 80 ± 10                                                                | ≥ 220                                  | 0.10 ± 0.03                                                      | 0.08 ± 0.03                                                   | 0.07 ± 0.03                                                        |
| M                     | 3.5 ± 0.3                                           | 95 ± 10                                                                | ≥ 230                                  | 0.10 ± 0.03                                                      | 0.08 ± 0.03                                                   | 0.07 ± 0.03                                                        |
| L                     | 4.0 ± 0.3                                           | 110 ± 10                                                               | ≥ 230                                  | 0.10 ± 0.03                                                      | 0.08 ± 0.03                                                   | 0.07 ± 0.03                                                        |
| XL                    | 4.5 ± 0.3                                           | ≥ 110                                                                  | ≥ 230                                  | 0.10 ± 0.03                                                      | 0.08 ± 0.03                                                   | 0.07 ± 0.03                                                        |

Grammage : 3.5 ± 0.3 g

|                                                     | Avant vieillissement<br>(before aging) | Après vieillissement<br>(after aging) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Elongation (%)</b><br>(elongation at break)      | ≥500%                                  | ≥400%                                 |
| <b>Résistance traction (MPa)</b> (Tensile Strength) | ≥14MPa                                 | ≥14MPa                                |
| <b>Force à la rupture (N)</b><br>(Force at break)   | ≥6N                                    | ≥6N                                   |

Taux de protéines / *protein rate* : Max. 50 µg/dm<sup>2</sup>

## REFERENCES et CONDITIONNEMENT / REFERENCES and PACKAGING

| Référence<br>/Reference | Taille<br>/Size | Conditionnement<br>/Packaging                                                               |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1411                   | XS              | 100 gants ± 2 par boîte. 10 boîtes / carton<br>100 gloves ± 2 per box. 10 boxes per carton. |
| A1412                   | S               |                                                                                             |
| A1413                   | M               |                                                                                             |
| A1414                   | L               |                                                                                             |
| A1415                   | XL              |                                                                                             |

## SYMBOLES ET PRECAUTIONS / SYMBOLS and PRECAUTIONS

|                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nom et adresse du Fabricant / <i>Name and adress of manufacturer</i>                                                             |   | Usage Unique / <i>single use</i>                                                                 |
|  | Numéro de lot du produit / <i>Product's batch</i>                                                                                |  | Certification CE / <i>CE certification</i>                                                       |
|  | Date de fabrication / <i>Manufacturing date</i>                                                                                  |  | Sens de stockage / <i>Storage orientation</i>                                                    |
|  | Référence produit / <i>Reference</i>                                                                                             |  | Craint l'humidité / <i>Is afraid of moisture</i>                                                 |
|  | Dispositif médical / <i>Medical device</i>                                                                                       |  | Limite de température / <i>Temperature limit</i>                                                 |
|  | Identifiant unique du produit représenté par un datamatrix / <i>Unique identifier of the product represented by a datamatrix</i> |  | Conserver à l'abri du soleil / <i>Keep out of the sun</i>                                        |
|  | Contact alimentaire / <i>food contact</i>                                                                                        |  | Ne contient pas de latex ou caoutchouc naturel / <i>Does not contain natural latex or rubber</i> |
|  | Produit non stérile / <i>Non sterile product</i>                                                                                 |  | Date limite d'utilisation / <i>Expiry date</i>                                                   |
|  | Marchandise à manipuler avec soin / <i>Handling with care</i>                                                                    |                                                                                     |                                                                                                  |

L'étiquetage des produits répond aux exigences de la norme NF EN ISO 15223-1.  
/ The labelling of the products meets the requirements of the NF EN ISO 15223-1 standard.

### **CONDITIONS DE STOCKAGE / STORAGE CONDITIONS**

A conserver dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière, entre 5°C et 40°C.  
/ Store in a clean, dry place, away from light, between 5°C and 40°C.

Date de péremption : 5 ans après la date de fabrication.  
/ Expiration date: 5 years after the date of manufacture.

### **CONDITIONS DE STERILISATION / STERILIZATION CONDITIONS**

Produit non stérile  
/ Non sterile product.

### **VISUEL PRODUIT / VISUAL PRODUCT**



**FABRICANT / MANUFACTURER:**  
MEDISTOCK