

ANTIBAC – LOTION ANTIBACTÉRIENNE pour les mains

Liquide désinfectant pour les mains.

- **Action bactéricide, levuricide et virucide.**
- **Sans parfum ni colorant.**

Mode d'emploi :

Appliquer une dose (3 ml) non diluée dans le creux de la main, bien répartir et laver avec un peu d'eau pendant 30 à 120 secondes selon l'effet escompté. Rincer abondamment et s'essuyer les mains. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

Précautions d'emploi :



ATTENTION

Provoque une sévère irritation des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer le contenu et son récipient dans les collecteurs appropriés conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Informations biocides :

REGLEMENT (UE) N°528/2012 relatif aux produits biocides

TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine – Lavage hygiénique des mains.

N° enregistrement BioCID : 61601 / N°PCN : CCZ728307-27

UFI : QQPV-V0G1-F00X-CV8S

SUBSTANCES ACTIVES :

Didecyldiméthylammonium chloride (N°CAS 7173-51-5) 0,9% (m/m),

Chlorhexidine gluconate (N° CAS : 18472-51-0) 0,1% (m/m).

Caractéristiques :

Référence formule : 03SV1004 – ANTIBAC

État physique : Liquide visqueux

Couleur : Incolore à légèrement jaune ou rosé.

pH : 4 +/- 0,1

Viscosité : 770 mPa.s +/- 200 mPa.s (rpm 100 ; rotor 5) à 20°C

Densité : 1,01 +/- 0,01 g/cm³

Fabriqué en France.

Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)

Conditions de stockage :

A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives.

Dates de péremption :

36 mois après fabrication

PAO :

Non applicable

Secteurs d'activité :

Convient au secteur alimentaire.

Usage réservé aux professionnels.

SPECTRES DE DESINFECTION

ACTIF SUR	NORMES	SOUCHES / VIRUS	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276**	<i>Escherichia coli</i> K12, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 s
	EN 13727**	<i>Escherichia coli</i> K12, <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	30 s
	EN 1499	<i>Escherichia coli</i> K12	30 s (3 ml)
Levuricide	EN 13624**	<i>Candida albicans</i>	30 s
	EN 1650**	<i>Candida albicans</i>	30 s
Virucide	EN 14476**	Virus enveloppés (Vaccine)	120 s

**Etude réalisée en conditions de saleté

Conditionnement	Code produit
ANTIBAC – LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN – Cartouche – 6 x 1 L	03SCR0410
ANTIBAC – LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN – Cartouche – 10 x 1,2 L	03SCR0412
ANTIBAC – LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN – Bidon – 4 x 5 L	04SB0450
ANTIBAC – LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN – Cartouche – 12 x 1 L – Alphamouss L	03SAL0410
ANTIBAC – LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN – Cartouche – 6 x 2 L – Alphamouss XL	03SCR0420
ANTIBAC – LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN – Cartouche – 6 x 1 L – Airless	03SRL0410

Existe aussi en mousse

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.